

STAMMOPUR 24

Intenzivní čištění a dezinfekce

pro ultrazvuk • Koncentrát

Certifikace VAH • **MD** C€0483

Posudek EXAM • N-69946

Intenzivní čištění a chemická dezinfekce lékařských nástrojů a příslušenství

Koncentrát pro ruční dezinfekci, intenzivní čištění bez fixace proteinů a chemickou dezinfekci – jak v ultrazvukových lázních, tak v ponorných lázních –

všeobecných, chirurgických, invazivních a neinvazivních lékařských nástrojů a příslušenství, jakož i laboratorního vybavení, laboratorních přístrojů,

v AEMP, na klinice a v ordinaci lékaře.

U kritických a polokritických zdravotnických prostředků jsou nutné další kroky úpravy; přípravek tedy nepoužívejte ke konečné dezinfekci.

Upozornění k nelékařskému použití

Přípravek je hlášen jako biocid podle směrnice o biocidních přípravcích (nařízení (EU) č. 528/2012).

Je určen také k úpravě osobních ochranných prostředků (OOP), zejména respiračních masek, ochranných brýlí a obličejových štítů, a v nemedicínských laboratořích je určen pro laboratorní vybavení a přístroje.

Velmi vysoká snášenlivost s materiály, vhodný pro díly z kovu, lehkých kovů, titanu, skla, porcelánu, keramiky, pryže a plastů. V případě pochybností předem vyzkoušejte.

Použití v ultrazvukové lázni (dávkování • doba působení)

1 % • 15 min nebo 2 % • 5 min:

baktericidní¹, levurocidní², omezeně virucidní³ vč. H5N1 a SARS-CoV-2

Použití bez ultrazvuku (dávkování • doba působení)

1 % • 60 min:

baktericidní¹, levurocidní²

2 % • 30 min nebo 3 % • 15 min:

baktericidní¹, levurocidní², omezeně virucidní³ vč. H5N1 a SARS-CoV-2

¹EN 13727, EN 14561, DGHM, vysoké zatížení; ²EN 13624, EN 14562, DGHM, vysoké zatížení; ³EN 14476, vysoké zatížení

Aplikace se provádí zředěním vodou minimálně v kvalitě pitné vody a bez dalších přísad. Zajistěte úplné namočení. Po ošetření díly důkladně opláchněte vodou a osušte. V případě viditelných nečistot pracovní roztok okamžitě vyměňte, nejpozději však po 3 dnech.

Vyhňte se teplotám >45 °C (fixace bílkovin). Není kompatibilní s aldehydovými přípravky.

Informace o výrobku naleznete na adrese www.dr-stamm.de.

Pouze pro profesionální uživatele.

Mírně alkalický (pH 9,4 u 1% koncentrace v demineralizované vodě), biologicky odbouratelný.

100 g obsahuje:

9,9 g bis(3-aminopropyl)dodecylaminu, 8,4 g didecyl(methyl)poly(oxyethyl)amonium-propionátu, < 30 % butan-1,4-diolu, 5–15 % butyl diglykolu, 5–15 % neiontových tenzidů, < 5 % piperazinu, komplexotvorné látky, regulátory pH.

Standardní věty o nebezpečnosti

- H302 Zdraví škodlivý při požití.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H361fd Podezření na poškození reprodukční schopnosti. Podezření na poškození plodu v těle matky.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

- P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,
+P338 jsou-li nasazené a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Nebezpečí



UFI-Code: E800-POU8-F00Q-TAGT

Závažné události týkající se výrobku musí být nahlášeny společnosti DR.H.STAMM GmbH Chemische Fabrik a příslušnému orgánu.

Basis-UDI-DI: ++G014ST2403RG

Tento návod k použití je překladem. Závazné vydání je německá verze.
S 3460/13e – 2023/02cs



DR.H.STAMM GmbH Chemische Fabrik
Heinrichstraße 3-4 • 12207 Berlin (Germany)
Tel.: +49 30768 80 280 • Fax: +49 30 773 46 99
www.dr-stamm.de • info@dr-stamm.de

Bezpečnostní listy ES a informace o výrobku ve formátu
PDF ke stažení na adrese www.dr-stamm.de.