

STAMMOPUR 24

Intensief Reiniging en Desinfectie

voor ultrageluid • concentraat

VAH-gecertificeerd • **MD** C€ 0483

EXAM-rapport • N-69946

Intensieve reiniging en chemische desinfectie van medische instrumenten en toebehoren

Concentraat voor handmatige desinfecterende, niet-fixerende intensieve reiniging en voor chemische desinfectie, zowel in het ultrasoonbad als in de dompelbadprocedure van

algemene, chirurgische, invasieve en niet-invasieve medische instrumenten en toebehoren, evenals laboratoriumapparatuur, laboratoriuminstrumenten,

in de AEMP (bewerkingseenheid voor medische producten), in de kliniek en de artspraktijk.

Bij kritische en semi-kritische medische producten zijn verdere bewerkingsstappen nodig, niet gebruiken voor de afsluitende desinfectie.

Aanwijzingen voor niet-medisch gebruik

Gemeld als biocide volgens de biociderichtlijn (Verordening (EU) nr. 528/2012).

Ook voor de bewerking van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), in het bijzonder ademhalingsbeschermingsmaskers, veiligheidsbrillen en gelaatsschermen bedoeld, en in het niet-medische laboratorium voor laboratoriumapparatuur en laboratoriuminstrumenten.

Zeer hoge materiaalcompatibiliteit, geschikt voor delen van metaal, lichtmetaal, titanium, glas, porselein, keramiek, rubber en kunststof, in geval van twijfel moet deze vooraf worden getest.

Gebruik in een ultrasoon bad (dosering • inwerktijd)

1 % • 15 min of 2 % • 5 min:

bactericide¹, levurocide², beperkt virucide³ incl. H5N1 en SARS-CoV-2

Gebruik zonder ultrageluid (dosering • inwerktijd)

1 % • 60 min:

bactericide¹, levurocide²

2 % • 30 min of 3 % • 15 min:

bactericide¹, levurocide², beperkt virucide³ incl. H5N1 en SARS-CoV-2

¹EN 13727, EN 14561, DGHM, hoge belasting; ²EN 13624, EN 14562, DGHM, hoge belasting; ³EN 14476, hoge belasting

Het gebruik gebeurt verdund met water van minstens drinkwaterkwaliteit en zonder verdere toevoegingen. Op volledige bevochtiging letten. Voorwerpen na behandeling grondig afspoelen met water en drogen. Vervang de gebruiksooplossing bij zichtbare verontreinigingen onmiddellijk, uiterlijk echter na 3 dagen. Temperaturen boven 45 °C vermijden (eiwitfixatie). Niet compatibel met aldehydische preparaten.

Neem de productinformatie op www.dr-stamm.de in acht.

Uitsluitend voor professionele gebruikers.

Mild alkalisch (pH 9,4 bij 1% in gedemineraliseerd water), biologisch afbreekbaar.

100 g bevat:

9,9 g bis(3-aminopropyl)dodecylamine, 8,4 g didecylmethylpolyoxyethylammoniumpropionaat, <30% butaan-1,4-diol, 5-15% butyldiglycol, 5-15% niet-ionische tensiden, <5% piperazine, complexvormers, pH-regulatoren.

Gevarenaanduidingen

- H302 Schadelijk bij inslikken.
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H361fd Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden. Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen

- P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal
+P338 minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P308+P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Gevaar



UFI-Code: E800-POU8-F00Q-TAGT

Ernstige incidenten met het product moeten worden gemeld aan DR.H.STAMM GmbH Chemische Fabrik en de bevoegde autoriteit.

Basis-UDI-DI: ++G014ST2403RG

Deze gebruiksaanwijzing is een vertaling. De bindende uitgave is de Duitse versie.
S 3460/13e – 2023/02nl



DR.H.STAMM GmbH Chemische Fabrik
Heinrichstraße 3-4 • 12207 Berlin (Germany)
Tel.: +49 30768 80 280 • Fax: +49 30 773 46 99
www.dr-stamm.de • info@dr-stamm.de

EG-veiligheidsinformatiebladen en productinformatie
als PDF-download op www.dr-stamm.de