

STAMMOPUR DR 8

Dezinfekce nástrojů a intenzivní čištění

pro ultrazvuk • Koncentrát

Certifikace VAH • **MD** C€0483

Intenzivní čištění a chemická dezinfekce lékařských nástrojů a příslušenství

Koncentrát pro ruční, chemickou dezinfekci a nefixující intenzivní čištění při úpravě nástrojů, a to jak v ultrazvukové lázni, tak v ponorné lázni,

všeobecných, chirurgických, invazivních a neinvazivních lékařských nástrojů a příslušenství

v AEMP, na klinice, v ordinaci lékaře a zubního lékaře, v dentální laboratoři a v lékařské péči o nohy.

U kritických a polokritických zdravotnických prostředků jsou nutné další kroky úpravy; přípravek tedy nepoužívejte ke konečné dezinfekci.

Velmi vysoká snášenlivost s materiály, hodí se pro díly z kovu, titanu, skla, porcelánu, keramiky a plastu. V případě pochybností předem vyzkoušejte.

Použití v ultrazvukové lázni (dávkování • doba působení)

2 % • 5 min.: baktericidní ¹, levurocid ², omezeně virucidní působení ³ vč. H5N1 a SARS-CoV-2

2 % • 10 min: SV40³

3 % • 15 min: Adeno ³

Použití bez ultrazvuku (dávkování • doba působení)

1 % • 60 min: baktericid¹, levurocid²

2 % • 30 min. nebo 3 % • 15 min.: baktericid¹, levurocid², omezený virucid³ vč. H5N1 a SARS-CoV-2; dále SV40³

¹ EN 13727, EN 14561, DGHM, vysoké zatížení; ² EN 13624, EN 14562, DGHM, vysoké zatížení; ³ EN 14476, vysoké zatížení

Aplikace se provádí zředěním vodou minimálně v kvalitě pitné vody a bez dalších přísad. Zajistěte úplné namočení. Po ošetření díly důkladně opláchněte vodou a osušte. V případě viditelných nečistot pracovní roztok okamžitě vyměňte, nejpozději však po 3 dnech. Dezinfekční čištění vyžaduje minimálně každodenní výměnu. Vyhněte se teplotám >45 °C (fixace bílkovin). Není kompatibilní s aldehydovými přípravky.

Informace o výrobku naleznete na adrese www.dr-stamm.de.

Pouze pro profesionální uživatele.

Mírně alkalický (pH 9,4 u 1% koncentrace v demineralizované vodě), biologicky odbouratelný.

100 g obsahuje:

9,9 g bis(3-aminopropyl)dodecylaminu, 8,4 g didecyl(methyl)poly(oxyethyl)amonium-propionátu, < 30 % butan-1,4-diolu, 5–15 % butyl diglykolu, 5–15 % neiontových tenzidů, < 5 % piperazinu, komplexotvorné látky, regulátory pH.

Standardní věty o nebezpečnosti

- H302 Zdraví škodlivý při požití.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H361fd Podezření na poškození reprodukční schopnosti. Podezření na poškození plodu v těle matky.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

- P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,
+P338 jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Nebezpečí



UFI-Code: K300-POFF-U00Q-GNAP

Závažné události týkající se výrobku musí být nahlášeny společnosti DR.H.STAMM GmbH Chemische Fabrik a příslušnému orgánu.

Basic-UDI-DI: ++G014STDR801WN

Tento návod k použití je překladem. Závazné vydání je německá verze.

S 3450/17e – 2023/01cs



DR.H.STAMM GmbH Chemische Fabrik
Heinrichstraße 3-4 • 12207 Berlin (Germany)
Tel.: +49 30768 80 280 • Fax: +49 30 773 46 99
www.dr-stamm.de • info@dr-stamm.de

Bezpečnostní listy ES a informace o výrobku ve formátu
PDF ke stažení na adrese www.dr-stamm.de.