

STAMMOPUR DR 8

Disinfezione degli strumenti e pulizia approfondita

per ultrasuoni • concentrato

Certificato VAH • **MD** C€0483

Intensiv-Reinigung und chemische Desinfektion von medizinischen Instrumenten und Zubehör

Concentrato per la disinfezione manuale, chimica e la pulizia intensiva disinfettante e non fissante nel trattamento, sia in bagno a ultrasuoni che con procedura a immersione, di

strumenti e accessori medici generici, chirurgici, invasivi e non invasivi

in centrale di sterilizzazione, in clinica, in ambulatorio medico e dentistico, nel laboratorio odontoiatrico e nella cura medica dei piedi.

Per i dispositivi medici critici e semicritici sono necessarie ulteriori fasi di trattamento; non utilizzare per la disinfezione finale.

Elevata compatibilità dei materiali, adatto per componenti in metallo, metallo leggero, titanio, vetro, porcellana, ceramica e plastica. In caso di dubbio, è necessario testarlo preventivamente.

Utilizzo in bagno a ultrasuoni (dosaggio • tempo d'azione)

2% • 5 min: *battericida*¹, *levurocida*², *virucida limitato*³ incl. H5N1 e SARS-CoV-2

2% • 10 min: *SV40*³

3% • 15 min: *Adeno*³

Utilizzo senza ultrasuoni (dosaggio • tempo d'azione)

1% • 60 min: *battericida*¹, *levurocida*²

2% • 30 min o 3% • 15 min: *battericida*¹, *levurocida*², *virucida limitato*³ incl. H5N1 e SARS-CoV-2; inoltre *SV40*³

¹ EN 13727, EN 14561, DGHM, carica elevata; ² EN 13624, EN 14562, DGHM, carica elevata; ³ EN 14476, carica elevata

L'utilizzo avviene con diluizione con acqua di qualità almeno potabile e senza ulteriori additivi. Assicurarsi di avere effettuato un'irrorazione completa. Dopo il trattamento, sciacquare accuratamente i componenti con acqua e asciugarli. In caso di contaminazione visibile, sostituire immediatamente la soluzione usata, al più tardi dopo 3 giorni. Per la pulizia disinfettante è necessaria una sostituzione almeno giornaliera. Evitare temperature >45 °C (fissaggio della proteina). Non compatibile con preparati aldeidi.

Osservare le informazioni sul prodotto riportate sul sito www.dr-stamm.de.

Solo per uso professionale.

Lievemente alcalino (pH 9,4 a 1% in acqua demineralizzata), biodegradabile.

100 g contengono:

9,9 g di bis(3-aminopropil)dodecilamina, 8,4 g di didecilmetilpoliossietilammoniopropionato, <30% butano-1,4-diolo, 5-15% butilglicole, 5-15% tensioattivi non ionici, <5% piperazina, agenti complessanti, regolatori di pH.

Indicazioni di pericolo

H302	Nocivo se ingerito.
H314	Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.
H334	Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
H336	Può provocare sonnolenza o vertigini.
H361fd	Sospettato di nuocere alla fertilità Sospettato di nuocere al feto.
H410	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza

P280	Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso
P305+P351	IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti.
+P338	Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P308+P313	IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
P310	Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.

Pericolo

UFI-Code: K300-POFF-U00Q-GNAP

Eventi gravi in relazione al prodotto devono essere segnalati a DR.H.STAMM GmbH Chemische Fabrik e alle autorità competenti.

Basic-UDI-DI: ++G014STDR801WN

Le presenti istruzioni per l'uso sono una traduzione. L'edizione rilegata è la versione tedesca.

S 3450/17e – 2023/01it



DR.H.STAMM GmbH Chemische Fabrik
Heinrichstraße 3-4 • 12207 Berlin (Germany)
Tel.: +49 30768 80 280 • Fax: +49 30 773 46 99
www.dr-stamm.de • info@dr-stamm.de

Le schede di sicurezza CE e le informazioni sui prodotti
possono essere scaricate in formato PDF
da www.dr-stamm.de.