

STAMMOPUR DR 8

Desinfectie en intensiefreiniging van instrumenten

voor ultrageluid • concentraat

VAH-gecertificeerd • **MD** C€0483

Intensieve reiniging en chemische desinfectie van medische instrumenten en toebehoren

Concentraat voor handmatige, chemische desinfectie en desinfecterende, niet-fixerende intensieve reiniging bij het bewerken van instrumenten, zowel in het ultrasoonbad als in de dompelbadprocedure, van

algemene, chirurgische, invasieve en niet-invasieve medische instrumenten en toebehoren

in de AEMP (bewerkingseenheid voor medische producten), in de kliniek, de arts- en tandartspraktijk, het tandtechnisch laboratorium en in de medische voetzorg.

Bij kritische en semi-kritische medische producten zijn verdere bewerkingsstappen nodig, niet gebruiken voor de afsluitende desinfectie.

Zeer hoge materiaalcompatibiliteit, geschikt voor delen van metaal, lichtmetaal, titanium, glas, porselein, keramiek en kunststof, in geval van twijfel moet deze vooraf worden getest.

Gebruik in het ultrasoonbad (dosering • inwerktijd)

2 % • 5 min: *bactericide*¹, *levurocide*², *beperkt virucide*³ incl. H5N1 en SARS-CoV-2

2 % • 10 min: *SV40*³

3 % • 15 min: *Adeno*³

Gebruik zonder ultrageluid (dosering • inwerktijd)

1 % • 60 min: *bactericide*¹, *levurocide*²

2 % • 30 min of 3 % • 15 min: *bactericide*¹, *levurocide*², *beperkt virucide*³ incl. H5N1 en SARS-CoV-2; bovendien *SV40*³

¹EN 13727, EN 14561, DGHM, hoge belasting; ²EN 13624, EN 14562, DGHM, hoge belasting; ³EN 14476, hoge belasting

De toepassing gebeurt verdund met water van minimaal drinkwaterkwaliteit en zonder verdere toevoegingen. Op volledige bevochtiging letten. Voorwerpen na behandeling grondig afspoelen met water en drogen. Vervang de gebruiksooplossing bij zichtbare verontreinigingen onmiddellijk, uiterlijk echter na 3 dagen. Bij een desinfecterende reiniging moet deze minstens dagelijks worden vervangen. Temperaturen > 45 °C vermijden (eiwitfixatie). Niet compatibel met aldehydische preparaten.

Neem de productinformatie op www.dr-stamm.de in acht.

Uitsluitend voor professionele gebruikers.

Mild alkalisch (pH 9,4 bij 1 % in gedemineraliseerd water), biologisch afbreekbaar.

100 g bevat:

9,9 g bis(3-aminopropyl)dodecylamine, 8,4 g didecylmethylpolyoxyethylammoniumpropionaat, < 30% butaan-1,4-diol, 5–15% butyldiglycol, 5–15% niet-ionogene tensiden, < 5% piperazine, complexvormers, pH regulatoren.

Gevarenaanduidingen

- H302 Schadelijk bij inslikken.
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H361fd Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden. Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen

- P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal
+P338 minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P308+P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Gevaar

UFI-Code: K300-POFF-U00Q-GNAP

Ernstige incidenten met het product moeten aan DR.H.STAMM GmbH Chemische Fabrik en de bevoegde autoriteit worden gemeld.

Basic-UDI-DI: ++G014STD801WN

Deze gebruiksaanwijzing is een vertaling. De bindende uitgave is de Duitse versie.

S 3450/17e – 2023/01nl



DR.H.STAMM GmbH Chemische Fabrik
Heinrichstraße 3-4 • 12207 Berlin (Germany)
Tel.: +49 30768 80 280 • Fax: +49 30 773 46 99
www.dr-stamm.de • info@dr-stamm.de

EG-veiligheidsinformatiebladen en productinformatie
als PDF-download op www.dr-stamm.de