

STAMMOPUR GR

Základní čistič lékařských nástrojů

pro ultrazvuk • Koncentrát



Základní čištění pro opravy lékařských nástrojů a příslušenství

Koncentrát pro ruční čištění v ultrazvukové lázni

zdravotnických a dentálních nástrojů, příslušenství a komponent zdravotnických prostředků

v AEMP, na klinice, v ordinaci lékaře a zubního lékaře.

Přípravek se používá v procesu základního čištění během údržby v oblasti renovace a podporuje kvalitativní a ekologickou udržitelnost.

Velmi vysoká snášenlivost s materiály, vhodný pro díly z ušlechtilé oceli, ušlechtilého kovu, titanu, skla, porcelánu, keramiky a plastu. V případě pochybností předem vyzkoušejte.

Nehodí se pro materiály citlivé na kyseliny, jako jsou lehké kovy, a při poškozeném chromování.

Vysoký čistící účinek, který se však projeví až ve spojení s působením ultrazvuku v ultrazvukové lázni a zvýšenými teplotami.

Použití v ultrazvukové lázni (dávkování • doba působení • teplota)

5 % • 3–10 min • 50–60 °C

Používejte výhradně s nepřímým zvukem.

Aplikace se v ultrazvukové lázni provádí výhradně nepřímým zvukem ve vkládaných nádobách, jako např. závěsná vana z plastu nebo kádinky.

Aplikace se provádí zředěním vodou minimálně v kvalitě pitné vody a bez dalších přísad. Zajistěte úplné namočení. Po ošetření díly důkladně opláchněte vodou a osušte. Pro odstranění skvrn opláchněte demineralizovanou vodou. Pracovní roztok je třeba měnit minimálně jednou denně v pracovní dny. Následuje další úprava podle regionálních doporučení (čištění, dezinfekce, konečná dezinfekce nebo sterilizace podle klasifikace nástrojů).

Zvláštní upozornění k nelékařskému použití

Lze také použít pro základní čištění pracovních nástrojů a částí potápěčského vybavení (akvalungů) za stejných podmínek, jaké jsou popsány u ultrazvukové lázně.

Informace o výrobku naleznete na adrese www.dr-stamm.de.

Pouze pro profesionální uživatele.

Silně kyselý (pH 1,9 u 1% koncentrace v demineralizované vodě), biologicky odbouratelný.

Složení

> 30 % kyselina fosforečná, 5–15 % neiontové tensidy, 5–15 % kationtové tensidy, inhibitor.

Standardní věty o nebezpečnosti

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P305+P351 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,

+P338 jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Nebezpečí



UFI-Code: 1F00-Q072-200Q-40NX

Závažné události týkající se výrobku musí být nahlášeny společnosti DR.H.STAMM GmbH Chemische Fabrik a příslušnému orgánu.

Basis-UDI-DI: ++G014STGR052L

Tento návod k použití je překladem. Závazné vydání je německá verze.

S 3070/05e – 2023/01cs



DR.H.STAMM GmbH Chemische Fabrik
Heinrichstraße 3-4 • 12207 Berlin (Germany)
Tel.: +49 30768 80 280 • Fax: +49 30 773 46 99
www.dr-stamm.de • info@dr-stamm.de

Bezpečnostní listy ES a informace o výrobku ve formátu
PDF ke stažení na adrese www.dr-stamm.de.