

STAMMOPUR GR

Limpiador básico para instrumentos

para ultrasonido • concentrado



Limpiador básico para la reparación de instrumentos y accesorios sanitarios

Concentrado para la limpieza manual especial en baño de ultrasonidos de

instrumentos, accesorios y componentes sanitarios y dentales de productos sanitarios;

en la unidad de procesamiento de productos sanitarios, la clínica y la consulta médica y dental.

El preparado se utiliza en el proceso de limpieza especial durante la reparación en el ámbito del reacondicionamiento y apoya la sostenibilidad cualitativa y ecológica.

La compatibilidad de los materiales es muy elevada, adecuada para piezas de acero inoxidable, metales nobles, titanio, vidrio, porcelana, cerámica y plástico; en caso de duda, se debe comprobar previamente.

No adecuado para materiales sensibles a los ácidos, como metales ligeros y cromados dañados.

Gran efectividad de limpieza que, sin embargo, solo actúa en combinación con el efecto del ultrasonido en el baño de ultrasonidos y una temperatura elevada.

Uso en baño de ultrasonidos (Dosificación • Tiempo de actuación • Temperatura)

5 % • 3 – 10 min • 50 – 60 °C

Utilizar exclusivamente con sonicación indirecta recipientes.

Uso en baño de ultrasonidos, exclusivamente con sonicación indirecta recipientes de uso, como, p. ej., cubeta colgante de plástico o vaso de precipitado.

Se usa diluido con agua con una calidad mínima de agua potable y sin aditivos. Asegúrese de que el humedecimiento sea total. Tras el uso, enjuague bien las piezas con agua y séquelas. Para eliminar las manchas, enjuague con agua completamente desmineralizada. La solución usada debe cambiarse al menos cada jornada de trabajo. A continuación, se realiza el tratamiento posterior conforme a las recomendaciones regionales (limpieza, desinfección, desinfección final o esterilización según la clasificación de los instrumentos).

Indicaciones especiales para el uso no médico

También se puede utilizar para la limpieza especial de equipos de protección laboral y piezas de equipos de buceo (reguladores automáticos) en las mismas condiciones de uso que se describen en el baño de ultrasonidos.

Tenga en cuenta la información del producto en www.dr-stamm.de.

Solo para uso profesional.

Muy alcalino (pH 1,9 al 1 % en agua desionizada), biodegradable.

Composición

>30 % ácido fosfórico, 5-15 % tensioactivos no iónicos, 5-15 % tensioactivos catiónicos, inhibidor.

Indicaciones de peligro

H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

Consejos de prudencia

P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

P305+P351 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante

+P338 varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

Peligro



UFI-Code: 1F00-Q072-200Q-40NX

Los incidentes graves relacionados con el producto deben comunicarse a DR.H.STAMM GmbH Chemische Fabrik y a la autoridad competente.

Basis-UDI-DI: ++G014STGR052L

Estas instrucciones de uso son una traducción. La edición vinculante es la versión alemana.

S 3070/05e – 2023/01es



DR.H.STAMM GmbH Chemische Fabrik
Heinrichstraße 3-4 • 12207 Berlin (Germany)
Tel.: +49 30768 80 280 • Fax: +49 30 773 46 99
www.dr-stamm.de • info@dr-stamm.de

Fichas de datos de seguridad de la CE e información
sobre el producto en formato PDF en www.dr-stamm.de