

STAMMOPUR GR

Nettoyant de base pour instruments

pour ultrasons • concentré



Nettoyage en profondeur pour la réparation d'instruments et d'accessoires médicaux

Concentré pour le nettoyage en profondeur manuel dans la cuve à ultrasons des

instruments, accessoires et composants médicaux et dentaires de dispositifs médicaux

dans les unités centrales de stérilisation, les cliniques, les cabinets médicaux et dentaires.

La préparation est utilisée dans le processus de nettoyage en profondeur pendant la réparation dans le domaine du reconditionnement et contribue à la durabilité qualitative et écologique.

Compatibilité matérielle très élevée, convient pour les pièces en acier inox, métal précieux, titane, verre, porcelaine, céramique et plastique. En cas de doute, la tester au préalable.

Ne convient pas aux matériaux sensibles aux acides tels que les métaux légers et en cas de chromage endommagé.

Effet nettoyant élevé, qui n'est toutefois efficace qu'en association avec l'action des ultrasons dans la cuve à ultrasons et une température élevée.

Utilisation dans la cuve à ultrasons (dosage • temps d'action • température)

5 % • 3 – 10 min • 50 – 60 °C

Utilisation exclusivement avec une sonorisation indirecte.

L'application s'effectue dans une cuve à ultrasons exclusivement par sonication indirecte dans des béciers d'insertion, par ex. bac de suspension en plastique ou en bécier.

L'application s'effectue avec de l'eau de qualité au moins potable et sans autres additifs. Veiller à ce que le produit soit entièrement mouillé. Après l'application, rincer abondamment les pièces à l'eau et les sécher. Rincer à l'eau déminéralisée pour éliminer les taches. La solution prête à l'emploi doit être changée au moins une fois par jour. Le traitement ultérieur est ensuite effectué conf. à la recommandation régional (nettoyage, désinfection, désinfection finale ou stérilisation selon la classification des instruments).

Remarques relatives à l'utilisation non médicale

Peut également être utilisé pour le nettoyage en profondeur d'appareils de protection au travail et de pièces d'équipements de plongée (appareils respiratoires) dans les mêmes conditions d'utilisation que celles décrites dans la cuve à ultrasons.

Tenir compte des informations produit sur www.dr-stamm.fr.

Réservé aux utilisateurs professionnels.

Fortement acide (pH 1,9 à 1 % dans l'eau déminéralisée), biodégradable.

Composants

> 30 % d'acide phosphorique, 5-15 % d'agents de surface non ioniques, 5-15 % d'agents de surface cationiques, inhibiteur.

Mentions de danger

H314 Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

Conseils de prudence

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

P305+P351 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.

+P338 Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Danger



UFI-Code: 1F00-Q072-200Q-40NX

Les incidents graves avec le produit doivent être signalés à DR.H.STAMM GmbH Chemische Fabrik et aux autorités compétentes.

Basis-UDI-DI: ++G014STGR052L

Ce mode d'emploi est une traduction. L'édition faisant foi est la version allemande.

S 3070/05e – 2023/01fr



DR.H.STAMM GmbH Chemische Fabrik
Heinrichstraße 3-4 • 12207 Berlin (Germany)
Tel.: +49 30768 80 280 • Fax: +49 30 773 46 99
www.dr-stamm.de • info@dr-stamm.de

Fiches de données de sécurité CE et informations sur les produits à télécharger au format PDF sur www.dr-stamm.de