

STAMMOPUR GR

Detergente base per strumenti

per ultrasuoni • concentrato



Pulizia di base per la riparazione di strumenti e accessori medicali

Concentrato per la pulizia di base manuale nel bagno a ultrasuoni di

strumenti e accessori medici e odontoiatrici e componenti di dispositivi medici e odontoiatrici

nella centrale di sterilizzazione, in clinica, nello studio medico e dentistico.

Il preparato viene utilizzato nel processo di pulizia di base durante la riparazione nell'ambito del refurbishing e supporta la sostenibilità qualitativa ed ecologica.

Elevata compatibilità dei materiali, adatto per componenti in acciaio inox, metallo nobile, titanio, vetro, porcellana, ceramica e plastica. In caso di dubbio, è necessario testarlo preventivamente.

Non adatto per materiali sensibili agli acidi come metalli leggeri e in caso di cromatura danneggiata.

Elevato effetto pulente, che tuttavia diventa efficace solo in connessione con l'azione degli ultrasuoni nel bagno a ultrasuoni e con l'aumento della temperatura.

Utilizzo in bagno a ultrasuoni (dosaggio • tempo d'azione • temperatura)

5% • 3-10 min • 50-60 °C

Utilizzare esclusivamente con la sonicazione indiretta.

L'utilizzo nel bagno a ultrasuoni avviene esclusivamente per la sonicazione indiretta in recipienti di raccolta, come ad es. vasca di sospensione in plastica o in vetro.

L'utilizzo avviene con diluizione con acqua di qualità almeno potabile e senza ulteriori additivi. Assicurarsi di avere effettuato un'irrorazione completa. Dopo l'uso, sciacquare accuratamente i componenti con acqua e asciugarli. Per eliminare le macchie, sciacquare con acqua demineralizzata. Sostituire la soluzione usata almeno ogni giorno lavorativo. Successivamente si procede al trattamento secondo le raccomandazioni regionali (pulizia, disinfezione, disinfezione finale o sterilizzazione a seconda della classificazione degli strumenti).

Indicazioni speciali per l'uso non medico

Può essere utilizzato anche per la pulizia di base delle attrezzature di protezione personale e di parti dell'attrezzatura subacquea (erogatori automatici) nelle stesse condizioni di utilizzo descritte nel bagno a ultrasuoni.

Osservare le informazioni sul prodotto riportate sul sito www.dr-stamm.de.

Solo per uso professionale.

Fortemente acido (pH 1,9 a 1% in acqua demineralizzata), biodegradabile.

Composizione

>30% acido fosforico, 5-15% tensioattivi non ionici, 5-15% tensioattivi cationici, inibitore.

Indicazioni di pericolo

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

Consigli di prudenza

P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso

P305+P351 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti.

+P338 Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

Pericolo



UFI-Code: 1F00-Q072-200Q-40NX

Eventi gravi in relazione al prodotto devono essere segnalati a DR.H.STAMM GmbH Chemische Fabrik e alle autorità competenti.

Basis-UDI-DI: ++G014STGR052L

Le presenti istruzioni per l'uso sono una traduzione. L'edizione rilegata è la versione tedesca.

S 3070/05e – 2023/01it



DR.H.STAMM GmbH Chemische Fabrik
Heinrichstraße 3-4 • 12207 Berlin (Germany)
Tel.: +49 30768 80 280 • Fax: +49 30 773 46 99
www.dr-stamm.de • info@dr-stamm.de

Le schede di sicurezza CE e le informazioni sui prodotti
possono essere scaricate in formato PDF
da www.dr-stamm.de.