

STAMMOPUR GR

Grundrengöringsmedel för instrument

för ultraljud • koncentrat



Grundrengöring för reparation av medicinska instrument och tillbehör

Koncentrat för manuell grundrengöring i ultraljudsbad av

medicinska och dentala instrument, tillbehör och komponenter till medicintekniska produkter

på sterilavdelningar, kliniker, läkar- och tandläkarmottagningar.

Preparatet används i grundrengöringsprocessen under reparationen inom ramen för rekonditionering och bidrar till kvalitativ och miljömässig hållbarhet.

Mycket hög materialkompatibilitet, lämpar sig för delar av rostfritt stål, ädelmetall, titan, glas, porslin, keramik och plast. Testa i förväg om du är osäker.

Lämpar sig inte för syrakänsliga material som lättmetaller och vid skadad förkromning.

Hög rengöringseffekt, som dock först blir effektiv i samband med ultraljudsexponering i ultraljudsbad och förhöjd temperatur.

Användning i ultraljudsbad (dosering • exponeringstid • temperatur)

5 % • 3–10 min • 50–60 °C

Används endast vid indirekt ljud.

Användning i ultraljudsbad sker uteslutande för indirekt sonikation i insatsskär, som t.ex. upphängningskar av plast eller glas.

När produkten används ska den spädas ut med vatten av minst dricksvattenkvalitet och utan ytterligare tillsatser. Se till att produkten väts fullständigt. Skölj delarna grundligt med vatten efter behandlingen och torka dem. Spola med avjoniserat vatten för att säkerställa att det inte finns några fläckar. Brukslösningen ska bytas minst varje arbetsdag. Därefter sker ytterligare behandling i enlighet med regionala rekommendationer (rengöring, desinfektion, slutlig desinfektion eller sterilisering beroende på instrumentklassificering).

Information om icke-medicinsk användning

Kan även användas för grundrengöring av personlig skyddsutrustning och delar av dykutrustning (lungautomater) under samma villkor som beskrivs för ultraljudsbadet.

Beakta produktinformationen på www.dr-stamm.de.

Endast för yrkesmässig användning.

Mycket surt (pH 1,9 vid 1 % i avjoniserat vatten), biologiskt nedbrytbart.

Innehåll

> 30 % fosforsyra, 5–15 % nonjoniska tensider, 5–15 % katjoniska tensider, inhibitor.

Faroangivelser

H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Skyddsangivelser

P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

P305+P351 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella

+P338 kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja

Fara



UFI-Code: 1F00-Q072-200Q-40NX

Allvarliga incidenter med produkten ska rapporteras till DR.H.STAMM GmbH Chemische Fabrik och den behöriga myndigheten.

Basis-UDI-DI: ++G014STGR052L

Denna bruksanvisning är en översättning. Den bindande utgåvan är den tyska versionen.

S 3070/05e – 2023/01sv



DR.H.STAMM GmbH Chemische Fabrik
Heinrichstraße 3-4 • 12207 Berlin (Germany)
Tel.: +49 30768 80 280 • Fax: +49 30 773 46 99
www.dr-stamm.de • info@dr-stamm.de

EG-säkerhetsdatablad och produktinformation som kan laddas ner som PDF-filer på www.dr-stamm.de