

TICKOMED 1

Čistič stomatologických nástrojů

pro ultrazvuk • koncentrát • mírně alkalický



Čištění a předčištění lékařských nástrojů a příslušenství

Koncentrát pro ruční čištění a předčištění při úpravě nástrojů, jak v ultrazvukových lázních, tak v ponorných lázních,

stomatologických, chirurgických, invazivních a neinvazivních lékařských nástrojů, rotačních a nerotačních malých a přesných nástrojů a také endodontologických drobných nástrojů, příslušenství a komponent zdravotnických prostředků

v zubní ordinaci, na zubní klinice, v čelistní chirurgii a ortodoncii.

Velmi vysoká snášenlivost s materiály, vhodný pro díly z kovu, také z hliníku a eloxovaných dílů, titanu, skla, porcelánu, keramiky a plastu. V případě pochybností předem vyzkoušejte.

Použití v ultrazvukové lázni (dávkování • doba působení)

3 % • 3–10 min.

Použití bez ultrazvuku (dávkování • doba působení)

5 % • max. 12 hod.;

v závislosti na typu a odolnosti znečištění

5 % • max. 60 min;

u hliníku a jeho slitin

Aplikace se provádí zředěním vodou minimálně v kvalitě pitné vody a bez dalších přísad. Zajistěte úplné namočení. Po ošetření díly důkladně opláchněte vodou a osušte. V případě viditelných nečistot pracovní roztok okamžitě vyměňte, nejpozději však denně.

V případě čerstvé krve a zbytků bílkovin používejte za studena (fixace bílkovin); pro odolné nečistoty lze roztok zahřát až na 60 °C.

Informace o výrobku naleznete na adrese www.dr-stamm.de.

Pouze pro profesionální uživatele.

Lze použít jako kontaktní kapalinu (3%) v nepřímém postupu při použití STAMMOPUR Z, STAMMOPUR GR a STAMMOPUR DB v ultrazvukové lázni.

Mírně alkalický (pH 9,0 u 1% koncentrace v demineralizované vodě), biologicky odbouratelný.

Složení

5–15 % neiontové tenzidy, 5–15 % kationtové tenzidy, < 5 % fosfáty, komplexotvorné látky.

Standardní věty o nebezpečnosti

H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyměňte kontaktní čočky,
+P338 jsou-li nasazené a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Nebezpečí



UFI-Code: NS00-Q0YN-900P-SD06

Závažné události týkající se výrobku musí být nahlášeny společnosti DR.H.STAMM GmbH Chemische Fabrik a příslušnému orgánu.

Basis-UDI-DI: ++G014TM109WP

Tento návod k použití je překladem. Závazné vydání je německá verze.
S 3090/07e – 2023/01cs



DR.H.STAMM GmbH Chemische Fabrik
Heinrichstraße 3-4 • 12207 Berlin (Germany)
Tel.: +49 30768 80 280 • Fax: +49 30 773 46 99
www.dr-stamm.de • info@dr-stamm.de

Bezpečnostní listy ES a informace o výrobku ve formátu PDF ke stažení na adrese www.dr-stamm.de.