

TICKOMED 1

Tandheelkundige instrumentenreiniger

voor ultrageluid • concentraat • mild alkalisch



Reiniging en voorreiniging van tandheelkundige instrumenten en toebehoren

Concentraat voor handmatige reiniging en voorreiniging van instrumenten, zowel in het ultrasoonbad als in de dompelbadcyclus, van

tandheelkundige, chirurgische, invasieve en niet-invasieve medische instrumenten, roterende en niet-roterende kleine en precisie-instrumenten, endodontologische kleine instrumenten, toebehoren en componenten van medische producten

in de tandartspraktijk, tandheelkunde, kaakchirurgie en orthodontie.

Zeer hoge materiaalcompatibiliteit, geschikt voor delen van metaal, ook aluminium en geanodiseerde delen, titanium, glas, porselein, keramiek en kunststof, in geval van twijfel moet deze vooraf worden getest.

Gebruik in het ultrasoonbad (dosering • inwerktijd)

3 % • 3 – 10 min

Gebruik zonder ultrageluid (dosering • inwerktijd)

5 % • max. 12 h;

afhankelijk van het type en de bestendigheid van de verontreiniging

5 % • max. 60 min;

bij aluminium en de legeringen ervan

De toepassing gebeurt verdund met water van minimaal drinkwaterkwaliteit en zonder verdere toevoegingen. Op volledige bevochtiging letten. Voorwerpen na behandeling grondig afspoelen met water en drogen. De gebruiksooplossing bij zichtbare verontreinigingen onmiddellijk, maar uiterlijk dagelijks vervangen. Bij vers bloed- en proteïneresten koud bereiden (eiwitfixatie); oplossing kan worden verwarmd tot 60 °C bij hardnekkige verontreiniging.

Neem de productinformatie op www.dr-stamm.de in acht.

Uitsluitend voor professionele gebruikers.

Als contactvloeistof (3 %) in het indirecte proces bij het gebruik van STAMMOPUR Z, STAMMOPUR GR en STAMMOPUR DB in het ultrasoonbad te gebruiken.

Mild alkalisch (9,0 bij 1 % in gedemineraliseerd water), biologisch afbreekbaar.

Bestanddelen

5–15 % niet-ionische tensiden, 5–15 % kationische tensiden, < 5 % fosfaat, complexvormers.

Gevarenaanduidingen

H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Voorzorgsmaatregelen

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal
+P338 minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Gevaar



UFI-Code: NS00-Q0YN-900P-SD06

Ernstige incidenten met het product moeten aan DR.H.STAMM GmbH Chemische Fabrik en de bevoegde autoriteit worden gemeld.

Basis-UDI-DI: ++G014TM109WP

Deze gebruiksaanwijzing is een vertaling. De bindende uitgave is de Duitse versie.
S 3090/07e – 2023/01nl



DR.H.STAMM GmbH Chemische Fabrik
Heinrichstraße 3-4 • 12207 Berlin (Germany)
Tel.: +49 30768 80 280 • Fax: +49 30 773 46 99
www.dr-stamm.de • info@dr-stamm.de

EG-veiligheidsinformatiebladen en productinformatie
als PDF-download op www.dr-stamm.de